



华中农业大学 作物遗传改良全国重点实验室
National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement, Huazhong Agricultural University
农业农村部农业基因组学重点实验室（武汉）

基因编辑 操作手册 Mb2Cas12a

华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室

湖北洪山实验室

棉花遗传改良团队

二〇二五年六月·武汉



基因编辑平台

GENOME EDITING PLATFORM

目录

Mb2Cas12a protocol (中文版) 3

Mb2Cas12a protocol (英文版) 6


棉花遗传改良团队: <https://cotton.hzau.edu.cn/>



湖北洪山实验室: <https://hbhs.hzau.edu.cn/>



基因编辑平台: <http://jinlab.hzau.edu.cn/GenomeEditingPlatform/>



Mb2Cas12a protocol (中文版)

CRISPR/Mb2Cas12a 基因编辑载体构建 (Kan) 方法:

(以 CRISPR/Mb2Cas12a-tRNA 为例):

1. 骨架载体 Mb2 利用 BsaI 核酸酶 (NEB) 进行酶切, 电泳检测酶切效果, 凝胶回收试剂盒进行纯化、测浓度

表 1 酶切体系

100μl 体系	
Mb2	10μg
10X cut smart Buffer	10μl
BSA1	4μl
ddH ₂ O	up to 100μl

2. 单靶标载体构建: tRNA-crRNA scaffold-gRNA-tRNA-TTTTTTT

➤ 方法 1: 选择基因合成的方式: 南京金斯瑞

➤ 方法 2: 实验室构建方法:

以 Gh360 (kan) 为骨架载体, 扩增 tRNA-crRNA scaffold 片段

- 2.1 第一次 PCR 扩增: 扩增靶标序列

1041 F: AAGCATCAGATGGGCAAACAAAGCACCAGTGGTCTAG

1041R:

CGAAAATAGCCATCGCCCCATGAATCTACCATAGTAGAAATTATGCACC

(黄色: 靶标反向互补序列; 绿色: crRNA scaffold; 红色: tRNA)

黄色部分根据自己设计的靶标设计相应的引物

ddH ₂ O	16.1
Buffer	2
dNTP	0.3
S primer	1041F 0.2
AS primer	1041R 0.2
Taq	0.2
模板	1

PCR 条件:

预变性: 95°C 5min
 变性: 95°C 30S
 退火: 55°C 30S
 延伸: 72°C 20S
 循环: 3C
 变性: 95°C 30S
 退火: 60°C 30S
 延伸: 72°C 20S
 循环: 27C
 最后延伸 72°C 5min
 电泳检测

第二次 PCR 扩增: 添加重组接头序列

以第一次 PCR 产物为模板

1042 F: AAGCATCAGATGGGCAAACAAA

1042 R: **CACTGGTGCTTTGTT**CGAAAATAGCCATCGCCCCATGA

(红色: tRNA; 黄色: 靶标反向互补序列)

ddH ₂ O	16.1
Buffer	2
dNTP	0.3
S primer	1042F 0.2
AS primer	1042R 0.2
Taq	0.2
第一次 PCR 产物	1

PCR 条件:

预变性: 95°C 5min
 变性: 95°C 30S
 退火: 60°C 30S
 延伸: 72°C 25S
 循环: 28C
 最后延伸 72°C 5min
 电泳检测

In-fusion 连接: 最终目标序列连接在 Mb2 载体的 BsaI 处。

目的片段	100ng (2ul)
------	-------------

线性化表达载体	100ng (1ul)
Exnase	0.5μl
CE Buffer	1μl
ddH2O	Up to 5 ul

37°C水浴 30min, 冰上放置 5min, 可-20°C保存备用。

热激转化, 挑单克隆送测序, 正确的质粒保菌。

3. 双(多)靶标: tRNA-crRNA scaffold-gRNA-tRNA-crRNA scaffold-gRNA- tRNA-TTTTTTT 序列。

在单靶标的基础上进行重叠延伸 PCR 以此类推。

tRNA:

>AACAAAGCACCAAGTGGTCTAGTGGTAgaatagtaccctgccacggtacagacccgggTTCG
ATTCCCGGCTGGTGCA

crRNA scaffold:

>TAATTTCTACTATGGTAGAT

Target:23bp

附件:

1. Mb2Cas12a 骨架载体 (Mb2)
2. Gh360 模板载体
3. Mb2Cas12a 靶标设计
4. 可供参考的最终重组载体 (Mb2Cas12a-Bsa1 构建后参考序列)

Mb2Cas12a protocol (英文版)

CRISPR/Mb2Cas12a Gene Editing Vector Construction (Kan) Method

(Taking CRISPR/Mb2Cas12a-tRNA as an example):

Digestion of Skeleton Vector Mb2

The skeleton vector Mb2 was digested with BsaI nuclease (NEB). The digestion effect was detected by electrophoresis, and the product was purified using a gel recovery kit followed by concentration measurement.

Table 1. Digestion System

100μl 体系	
Mb2	10μg
10X cut smart Buffer	10μl
BSA1	4μl
ddH ₂ O	up to 100μl

2. Single Target Vector Construction: tRNA-crRNA scaffold-gRNA-tRNA-TTTTTTT

- Method 1: Gene synthesis by Nanjing 金斯瑞 (Genscript).
- Method 2: Laboratory construction using Gh360 (kan) as the skeleton vector to amplify the tRNA-crRNA scaffold fragment.

2.1 First PCR Amplification: Amplify Target Sequence

Primers:

1041 F: AAGCATCAGATGGGCAAACAAAGCACCAAGTGGTCTAG

1041R:

CGAAAATAGCCATCGCCCCATGAATCTACCATAGTAGAAATTATGCACC

(Yellow: Target reverse complementary sequence; Green: crRNA scaffold; Red: tRNA)

The yellow part should be designed according to the user's target sequence.

PCR System:

ddH₂O	16.1	
Buffer	2	
dNTP	0.3	
S primer	1041F	0.2
AS primer	1041R	0.2
Taq	0.2	
模板	1	

PCR Conditions:

Pre-denaturation: 95°C, 5 min

Denaturation: 95°C, 30 s

Annealing: 55°C, 30 s

Extension: 72°C, 20 s

Cycles: 3 cycles

Denaturation: 95°C, 30 s

Annealing: 60°C, 30 s

Extension: 72°C, 20 s

Cycles: 27 cycles

Final extension: 72°C, 5 min

Electrophoresis detection required.

2.2 Second PCR Amplification: Add Recombinant Adaptor Sequence

Using the first PCR product as a template.

Primers:

1042 F: AAGCATCAGATGGGCAAACAAA

1042 R: CACTGGTGCTTTGTT**CGAAAATAGCCATCGCCCCATGA**

(Red: tRNA; Yellow: Target reverse complementary sequence)

PCR System:

ddH₂O	16.1	
Buffer	2	
dNTP	0.3	
S primer	1042F	0.2
AS primer	1042R	0.2
Taq	0.2	
第一次 PCR 产物	1	

PCR Conditions:

Pre-denaturation: 95°C, 5 min

Denaturation: 95°C, 30 s

Annealing: 60°C, 30 s

Extension: 72°C, 25 s

Cycles: 28 cycles

Final extension: 72°C, 5 min

Electrophoresis detection required.

In-fusion Ligation

Ligate the final target sequence into the BsaI site of the Mb2 vector.

Ligation System:

Component Volume (μl)

Target Fragment	100ng (2ul)
Linearized Expression Vector	100ng (1ul)
Exnase	0.5μl
CE Buffer	1μl
ddH ₂ O	Up to 5 ul

Incubate at 37°C for 30 min, place on ice for 5 min, and store at -20°C for later use.

Heat shock transformation, pick single colonies for sequencing, and preserve the correct plasmids in bacterial cultures.

3. Dual (Multiple) Targets: tRNA-crRNA scaffold-gRNA-tRNA-crRNA scaffold-gRNA-tRNA-TTTTTT

Based on the single-target vector, perform overlap extension PCR sequentially.

Sequences:

tRNA:

AACAAAGCACCAGTGGTCTAGTGGTAgaatagtaccctgccacggtacagacccgggTTCG
ATTCCCGGCTGGTGCA

crRNA scaffold:

TAATTTCTACTATGGTAGAT

Target: 23 bp

Attachments:

1. Mb2Cas12a skeleton vector (Mb2)
2. Gh360 template vector
3. Mb2Cas12a target design
4. Reference sequence for the final recombinant vector (Mb2Cas12a-Bsa1 after construction)